




INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

# Performa®

Catéter Angiográfico



TRANSRADIAL


PERIFÉRICO

Comprimentos mais longos para  
procedimentos periféricos transradiais

Catéteres Performa agora disponíveis com comprimento de 125cm para procedimentos periféricos com acesso transradial.

TAMANHO DO LÚMEN INTERNO

- 4F .042" (1.07mm)
- 5F .046" (1.17mm)
- 6F .054" (1.37mm)





TRANSRADIAL


PERIFÉRICO

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS


BERENSTEIN



Catéter de 125cm para fácil navegação através da artéria radial.



Hub de policarbonato para fácil manipulação



Fio trançado para torque, estabilidade e controle

Material do eixo oferece estabilidade térmica na temperatura do corpo

Lúmen interno largo para facilitar a injeção de contraste



Ponta extra suave, proporciona posicionamento atraumático nos óstios dos vasos

PIGTAIL

**A Merit possui uma solução para cada passo do seu procedimento transradial  
Contate seu representante Merit hoje.**

## INFORMAÇÕES

Código	French Size	Diâmetro Interno (polegadas/mm)	Comprimento	Ponta (cm)	Furos Laterais	Descrição Eixo / Ponta	Forma Ponta	Fio Guia Máximo
<b>ULTIMATE 1</b>								
PV412538U1	4	.042"/1.07 mm	125	2.0	0	Braided / BT	ULT 1	0.038"
PV512538U1SH	5	.046"/1.17 mm	125	2.0	1	Braided / BT	ULT 1	0.038"
PV612538U1	6	.054"/1.37 mm	125	2.0	0	Braided	ULT 1	0.038"
<b>ULTIMATE 2</b>								
PV412538U2	4	.042"/1.07 mm	125	2.0	0	Braided / BT	ULT 2	0.038"
PV512538U2SH	5	.046"/1.17 mm	125	2.0	1	Braided / BT	ULT 2	0.038"
PV612538U2	6	.054"/1.37 mm	125	2.0	0	Braided	ULT 2	0.038"
<b>ULTIMATE 3</b>								
PV412538U3	4	.042"/1.07 mm	125	2.0	0	Braided / BT	ULT 3	0.038"
PV512538U3SH	5	.046"/1.17 mm	125	2.0	2	Braided / BT	ULT 3	0.038"
PV612538U3	6	.054"/1.37 mm	125	2.0	0	Braided	ULT 3	0.038"
<b>ULTIMATE 4</b>								
PV412538U4	4	.042"/1.07 mm	125	2.0	0	Braided / BT	ULT 4	0.038"
PV512538U4SH	5	.046"/1.17 mm	125	2.0	1	Braided / BT	ULT 4	0.038"
PV612538U4	6	.054"/1.37 mm	125	2.0	0	Braided	ULT 4	0.038"
<b>ULTIMATE 4.5</b>								
PV412538U45	4	.042"/1.07 mm	125	2.0	0	Braided	ULT 45	0.038"
PV512538U45SH	5	.046"/1.17 mm	125	2.0	1	Braided / BT	ULT 45	0.038"
PV612538U45	6	.054"/1.37 mm	125	2.0	0	Braided / BT	ULT 45	0.038"
<b>BERENSTEIN</b>								
PV412538BERN	4	.042"/1.07 mm	125	8.0	1	Braided / BT	BERN	0.038"
PV512538BERN	5	.046"/1.17 mm	125	8.0	1	Braided / BT	BERN	0.038"
<b>PIGTAIL</b>								
PV411038PIG	4	.042"/1.07 mm	110	6.5	5	Braided	PIGTAIL	0.038"
PV512538PIG	5	.046"/1.17 mm	125	7.5	5	Braided	PIGTAIL	0.038"
<b>MULTIPURPOSE 1</b>								
PV412538MP1	4	.042"/1.07 mm	125	5.8	0	Braided / BT	MP1	0.038"
PV512538MP1	5	.046"/1.17 mm	125	5.8	0	Braided / BT	MP1	0.038"
<b>MULTIPURPOSE 2</b>								
PV412538MP2SH	4	.042"/1.07	125	5.8	2	Braided / BT	MP2	0.038"
PV512538MP2SH	5	.046"/1.17	125	5.8	2	Braided / BT	MP2	0.038"
PV612538MP2SH	6	.054"/1.37	125	5.8	2	Braided / BT	MP2	0.038"
<b>RENAL DOUBLE CURVE</b>								
PV512538REN	5	.046"/1.17 mm	125	4.0	0	Braided	RENAL	0.038"
<b>COBRA 2</b>								
PV512538COB2	5	.046"/1.17 mm	125	9.0	0	Braided	COBRA	0.038"

PV = Vasculatura Periférica | BT = Ponta Suave | MP = Multipurpose | ULT = Ultimate

## Performa®

Catéter Angiográfico

PV ULT 1



PV ULT 2



PV ULT 3



PV ULT 4



PV ULT 4,5



PV BERN



PV PIGTAIL



PV MP1



PV MP2



PV RENAL



PV COBRA



Understand. Innovate. Deliver.™

www.merit.com

### Sede

Rua Dona Francisca nº 8.300 - Bloco 10  
Modulo E - Condomínio Perrini Business Park  
CEP: 89219-600 - Joinville - SC  
Tel.: +55 47 3425-3720

Registro ANVISA 80740950004

### Vendas

Rua Apeninos, 429 - 6º andar  
Conjuntos 601 e 602  
CEP: 01533-000 - São Paulo - SP  
Tel.: +55 11 4561-0062/0063